

## STAINLESS STEEL BRACKETS MBT\* .022

Tooth	Torque	Offset	Item # .022
11 - Central	+17°	+4°	901.2001
12 - Lateral	+8°	+9°	901.2003
13 - Cuspid	-7°	+9°	901.2005
13 - Cuspid w/h	-7°	+9°	901.2007
14 - 1. Bicuspid	-7°	0°	901.2009
14 - 1. Bicuspid w/h	-7°	0°	901.2010
15 - 2. Bicuspid	-7°	0°	901.2009
15 - 2. Bicuspid wiw/h	-7°	0°	901.2010

Item # .022	Offset	Torque	Tooth
901.2002	+4°	+17°	Central - 21
901.2004	+9°	+8°	Lateral - 22
901.2006	+9°	-7°	Cuspid - 23
901.2008	+9°	-7°	Cuspid w/h - 23
901.2009	0°	-7°	1. Bicuspid - 24
901.2011	0°	-7°	1. Bicuspid w/h - 24
901.2009	0°	-7°	2. Bicuspid - 25
901.2011	0°	-7°	2. Bicuspid w/h - 25

Tooth	Torque	Offset	Item # .022
41 - Anterior	-6°	0°	901.2012
42 - Anterior	-6°	0°	901.2012
43 - Cuspid	-6°	+3°	901.2013
43 - Cuspid w/h	-6°	+3°	901.2015
44 - 1. Bicuspid	-12°	+2°	901.2017
44 - 1. Bicuspid w/h	-12°	+2°	901.2019
45 - 2. Bicuspid	-7°	0°	901.2021
45 - 2. Bicuspid w/h	-7°	0°	901.2023

Item # .022	Offset	Torque	Tooth
901.2012	0°	-6°	Anterior - 31
901.2012	0°	-6°	Anterior - 32
901.2014	+3°	-6°	Cuspid - 33
901.2016	+3°	-6°	Cuspid w/h - 33
901.2018	+2°	-12°	1. Bicuspid - 34
901.2020	+2°	-12°	1. Bicuspid w/h - 34
901.2022	0°	-7°	2. Bicuspid - 35
901.2024	0°	-7°	2. Bicuspid ww/h - 35

## STAINLESS STEEL BRACKETS MBT\* .018

Tooth	Torque	Tip	Item # .018
11 - Central	+17°	+4°	901.1001
12 - Lateral	+8°	+9°	901.1003
13 - Cuspid	-7°	+9°	901.1005
13 - Cuspid w/h	-7°	+9°	901.1007
14 - 1. Bicuspid	-7°	0°	901.1009
14 - 1. Bicuspid w/h	-7°	0°	901.1010
15 - 2. Bicuspid	-7°	0°	901.1009
15 - 2. Bicuspid wiw/h	-7°	0°	901.1010

Item # .018	Tip	Torque	Tooth
901.1002	+4°	+17°	Central - 21
901.1004	+9°	+8°	Lateral - 22
901.1006	+9°	-7°	Cuspid - 23
901.1008	+9°	-7°	Cuspid w/h - 23
901.1009	0°	-7°	1. Bicuspid - 24
901.1011	0°	-7°	1. Bicuspid w/h - 24
901.1009	0°	-7°	2. Bicuspid - 25
901.1011	0°	-7°	2. Bicuspid w/h - 25

Tooth	Torque	Tip	Item # .018
41 - Anterior	-6°	0°	901.1012
42 - Anterior	-6°	0°	901.1012
43 - Cuspid	-6°	+3°	901.1013
43 - Cuspid w/h	-6°	+3°	901.1015
44 - 1. Bicuspid	-12°	+2°	901.1017
44 - 1. Bicuspid w/h	-12°	+2°	901.1019
45 - 2. Bicuspid	-7°	0°	901.1021
45 - 2. Bicuspid w/h	-7°	0°	901.1023

Item # .018	Tip	Torque	Tooth
901.1012	0°	-6°	Anterior - 31
901.1012	0°	-6°	Anterior - 32
901.1014	+3°	-6°	Cuspid - 33
901.1016	+3°	-6°	Cuspid w/h - 33
901.1018	+2°	-12°	1. Bicuspid - 34
901.1020	+2°	-12°	1. Bicuspid w/h - 34
901.1022	0°	-7°	2. Bicuspid - 35
901.1024	0°	-7°	2. Bicuspid ww/h - 35